



Arzt- und Praxissoftware
der 3. Generation



IT-Informationen zur inSuite
Technologie, Datenschutz
& DSGVO



DocCirrus
www.doc-cirrus.com

Unsere Mission

Mit unserer Software wollen wir die Gesundheitsversorgung verbessern - für Ärzte wie Patienten.

Durch unsere offene Plattform wollen wir allen Beteiligten die Möglichkeit moderner Vernetzung und Zusammenarbeit unter höchsten Sicherheitsstandards bieten.

Mit innovativen Partnern und Technologien wollen wir alle Vorteile der Digitalisierung zum Wohle von Ärzten und Patienten nutzbar machen.

Ihr Doc Cirrus Team



DocCirrus

Wir sind die Technologieplattform für
das Gesundheitswesen der Zukunft.

Inhalt

Sehr geehrte/r Interessent/in,

diese Broschüre dient Ihrer
Erstinformation. Wenn Sie
vollständige, tagesaktuelle
und für den Betrieb praktische
Anleitungen und
Informationen benötigen,
dann zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren. Wir wünschen
viel Spaß beim Erkunden der
inSuite-Technologie.

Grundlagen: Patientendaten schützen	1-2
DSGVO in & mit der inSuite sicherstellen	3-5
Fakten zu den inSuite-Kernkomponenten	6-8
Grundlagen der Doc Cirrus Systemarchitektur	9-10
Sicherheitshinweise & Rechtesystem für den inSuite-Betrieb	11
Sicherheit bei externem Zugriff	12
Sicherheit bei Backups	13
inSuite-Vorteile auf einen Blick	14

Das Ziel: Patientendaten schützen und KBV-Empfehlungen beachten

Um dem aller Infos zu Grund liegenden Ziel, dem Schutz der Patientendaten, gerecht zu werden, stellen wir hinsichtlich der digitalen Einhaltung der DSGVO unseren Kunden einen detaillierten Maßnahmen- und Empfehlungskatalog zur Verfügung, den Sie mit der inSuite einfach und flexibel umsetzen können.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dazu umfassende Informationen veröffentlicht:

- https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Datenschutz_DSGVO.pdf
- https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Datenschutz_Checkliste.pdf

Diese Vorgaben sind nicht einfach umzusetzen. Je nach dem, welches AIS bzw. welche Arztsoftware Sie für die Erhebung und Bearbeitung von Patientendaten verwenden, kann das einfach bis schwierig sein und sogar teilweise am Rande der Unmöglichkeit liegen.

Unsere Kunden haben dazu eine detaillierte Empfehlungsliste erhalten, die ihnen dabei hilft, die KBV-Anweisungen adäquat umzusetzen.

analoge 1 – Checkliste inSuite Nutzung, gemäß DSGVO

#	Bereich	Nutzungsempfehlung	Checked
1	Datenschutz	Lesen Sie die DSGVO und nach dem Sinn nicht nur die Datenschutzbestimmungen, sondern verfolgen Sie ein aktives Schutzes Ziel in der Praxis des eigenen Betriebes.	
2	Datenschutz	Stellen Sie sicher, dass der physische Zugang zum Datensystem nicht für jedermann möglich ist. Benutzen Sie das Gerät in einem abgesicherten Raum der Praxis.	
3	Datenschutz	Verbinden Sie am Datensystem ausschließlich die von Doc Cirrus zugelassenen Komponenten (z.B. PC, USB-Speicher und ggf. Videoübertragung für ein lokales Backup).	
4	Backup	Machen Sie sicher, dass das Backup der Daten regelmäßig (mindestens wöchentlich) durchgeführt ist und sicher erneuert wird.	
5	Datenschutz	Wenn Sie zusätzlich einen Praxis-Datensatz erstellen, dann stellen Sie sich sicher, dass auch für dieses System alle erforderlichen Anweisungen befolgt werden.	
6	Netzwerk	Stellen Sie sicher, dass das Praxisnetzwerk abgesichert, verschlüsselt und keine „Hotspots“ oder unversicherte Zugänge ermöglicht wird.	
7	Aus Logout	Lesen Sie den Aus Logout Mechanismus aktiviert (Voreinstellung ist Logout nach 15min). Wenn es für Arbeitsprozesse erlaubt, deaktivieren Sie die Zeit auf ein Minimum.	
8	Arbeitsplatz	Stellen Sie sicher, dass auf Ihren Arbeitsplätzen das aktuelle und für Ihre Praxis zugelassene Betriebssystem installiert und genutzt werden. Installieren Sie keine Plugins im Browser oder Desktop-Apps, auf deren Sicherheit Sie nicht 100% vertrauen können.	
9	Benutzer Konfiguration	Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer ein eigenes Benutzerkonto hat, bei dem nur seine Daten gespeichert werden und die Berechtigungen für das elektronische Patienten System sind und dass die Konten und Daten für andere Benutzer nicht ablesbar sind.	
10	Benutzer Passwort	Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer ein sicheres Passwort verwendet und dies auch regelmäßig erneuert.	
11	Freigabe	Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter diese Mechanismen kennen und entsprechend einsetzen.	
12	Starker Molek	Aktivieren Sie das starke Molek abhängig von Ihrer Praxisorganisation und der Patientenverwaltung. Überweisen Sie Ihre Mitarbeiter die Benutzern und Patienten.	
13	Benutzer Konfiguration	Das Reporting der Aktivität hat ebenfalls Datenzeitschutz. Stellen Sie sicher, dass das Aktivitätsprotokoll nur für Ihre Praxisorganisationen konfiguriert ist.	
14	Benutzer Account	Aktivieren Sie Remote Access nur wenn es Ihre Aktivität erlaubt und deaktivieren Sie die Remote Access nach 2 Jahren.	
15	Support Zugang	Aufmerksamkeit, da Einverständnis (eAV) nach der Praxisübernahme Ihre Systeme erneut ausgelegt werden. Dies ist ein aktiver Prozess, der regelmäßig aktualisiert werden muss.	
16	Support Zugang	Stellen Sie sicher, dass Ihre Supportpartner keine sensiblen Daten übermitteln werden, die das zu einer Speicherung in Teilsystemen führt.	

Doc Cirrus

18	E-Mail option	Stellen Sie sicher, dass allen Mitarbeitern die Thematik E-Mail option für Patienten und Kontakte bewusst ist und wie sie hier zu verfahren haben.
19	Gesundheitsportal	Lesen Sie das Gesundheitsportal nutzen, dann können Sie in 10 Minuten gemäß Doc Cirrus Vorgaben von HTML5 ein und stellen Sie die richtigen URL-Parameter, damit der gewünschte Modus aktiviert wird.
20	Gesundheitsportal	Prüfen Sie bei der Verknüpfung durch Patienten ob diese aktiviert sind und bereits eine Aktivität in Ihren haben. Im zweiten Fall führen Sie die Aktivität aus.
21	Gesundheitsportal	Merken Sie sich die richtigen Zugangsdaten und stellen Sie die Nutzung des Gesundheitsportals bewusst und sensiblen für Ihre Mitarbeiter für die elektronischen Maßnahmen bei Bedarf auf Konfigurationsseite.
22	Gesundheitsportal	Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter für die elektronischen Maßnahmen bei Bedarf auf Konfigurationsseite.
23	Labo. KV, PVS	Lesen Sie auch die sichere Datenübertragung und -verarbeitung gemäß DSGVO zusätzlich von Ihren Dienstleistern bestätigen.
24	Labo. KV, PVS	Stellen Sie sicher, dass die betroffenen Patienten für Einverständnisse zur Datenübermittlung an und die Aufgabenerfüllung durch Ihre Dienstleister schriftlich genehmigt haben.
25	Telemedizin	Stellen Sie sicher, dass Ihre von der Zertifizierung der Genehmigung der Patienten bzw. Betroffenen schriftlich vorliegt und Sie in Einklang mit dem Fernbehandlungsgebot handeln.
26	Telemedizin	Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter die Bedeutung der Datenschutzanforderungen kennen und Sie genehmigt in Ihren persönlichen Profil haben.
27	Telemedizin	Wenn Sie die Transferfunktionen von eFachs, oder eVisiten nutzen, dann stellen Sie sicher, dass Ihre die elektronischen Patientenübermittlungen hierfür verfügen.
28	ADZ	Stellen Sie eine DSGVO-konforme ADZ-Vertrag mit Ihrem Support Partner ab. Prüfen Sie regelmäßig ob die ADZ noch gültig ist.

Das Ziel: Patientendaten schützen und KBV-Empfehlungen beachten

Mit der inSuite vom Start weg bestens aufgestellt

Der Einsatz der inSuite als modernes und sicheres Praxisverwaltungssystem der 3. Generation ist nämlich bereits ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Datenschutz-Maßnahmen.

Grundsätzlich ist es so, dass Praxen und Anwender die alleinige Verantwortung für ihr Handeln und die Konsequenzen, wenn sie die Nutzungsvorgaben bewusst oder fahrlässig missachten. Aus diesem Grund ist die inSuite von A- Z nach dem Prinzip „Privacy by Design and Default“ entwickelt worden. Bedeutet: Der Datenschutz ist allein durch die Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen in großem Umfang gewährleistet.

Im Rahmen der DSGVO erlangen sie jedoch neue Bedeutung. Unser **„Privacy by Design“** greift den Grundgedanken auf, dass sich der Datenschutz am besten einhalten lässt, wenn ein frühzeitiges Ergreifen technischer und organisatorischer Maßnahmen möglich ist.

Unsere Kunden haben auch dank **„Privacy by Default“** (Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen) sehr überschaubaren Aufwand, weil die Werkeinstellungen datenschutzfreundlich ausgestaltet und voreingestellt sind. Wir wollen Nutzer schützen, die weniger technikaffin sind und z.B. dadurch nicht geneigt sind, die datenschutzrechtlichen Einstellungen ihren Wünschen und Pflichten gem. DSGVO entsprechend anzupassen. Die inSuite wurde daher unter diesen Aspekten konzipiert und nach aktuellstem Wissen entwickelt.

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der inSuite

Mit der folgenden Auswahl an funktionalen Aspekten stellen Sie als inSuite- Kunde einen sicheren, maßgeschneiderten Datenschutz her (1/3)

- Mit dem Doc Cirrus Datensafe speichern Sie **personenbezogene** Daten stets lokal
- Die **Speicherung** erfolgt automatisch auf verschlüsselten Festplatten
- Für einen effektiven **Diebstahlschutz** verwenden Sie beim Hochfahren einen USB- Key zum Entschlüsseln der Festplatten
- Der Datensafe ist nicht anfällig für Viren, Trojaner (wie andere Praxissysteme)
- Manuelle und zeitgesteuerte **Backups** sind einfach direkt aus der Software möglich
- Datenprozesse inner- und außerhalb des eigenen Netzwerks können jeweils maximal verschlüsselt werden und durch verschiedene Einstellungen & Maßnahmen zusätzlich abgesichert werden
- In der inSuite können Sie **individuelle Benutzerrollen** und -rechte an jeden angelegten Nutzer(-kontos) vergeben, um sicherzustellen, wer was machen darf und welche Daten sehen und/oder verarbeiten darf
- Über den **Audit-log** sehen Sie stets, wer wann was gemacht hat, wer sich wann wo angemeldet hat und wer wann was für wen freigegeben hat
- Jeder User hat ein eigenes Passwort, da jedem User eine bestimmte Rolle und bestimmte Rechte zugeordnet sind
- Freigegebene Akteneinträge sind automatisch unveränderbar (**Schutz vor einem Regress**)

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der inSuite


Mit der folgenden Auswahl an funktionalen Aspekten stellen Sie als inSuite- Kunde einen sicheren, maßgeschneiderten Datenschutz her (2/3)

- Ein forcierter **Freigabemodus** bewirkt, dass Drucken von Rezepten, Formularen etc. nur bei vorheriger Freigabe durch einen bestimmten Nutzer (dem Arzt) möglich ist
- Ein „**striktter Modus**“ hilft größeren, breiter aufgestellten Einheiten, dass nur jene Benutzer Zugriff auf Akteneinträge, die Betriebsstätten zugeordnet sind, haben, in den auch der Benutzer zugeordnet ist
- Über leistungsstarke, frei konfigurierbare **Reportingmechanismen** (die Benutzerrechte berücksichtigen) ist es möglich, dass nur Nutzer in Betriebsstätte A auch Reports bezogene auf die Daten von Betriebsstätte A sehen
- Der grundlegende Zugang zur inSuite auch von Außen (**mobil** bei Hausbesuchen) kann nutzerbasiert eingeschränkt werden (dazu kann eine **Multifaktor-Authentifizierung** aktiviert werden, vergleichbar)
- Beim Thema **E-Mails an Patienten schicken** können Sie mit der inSuite bei Speicherung der E-Mail-Adresse automatisch den Versand mit der Aufforderung zum **opt-in** durchführen, das System speichert diese patientenseitige Verifizierung
- **Sie schalten** Patienten für Dienste im Gesundheitsportal selbst frei
- Sie können **explizit** Ihren Patienten **erlauben** bzw. technisch unmöglich machen, Termine zu buchen

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der inSuite

Mit der folgenden Auswahl an funktionalen Aspekten stellen Sie als inSuite- Kunde einen sicheren, maßgeschneiderten Datenschutz her (3/3)

- Bei Gefahren für seine Daten (z.B. sein Smartphone ist von Schadsoftware befallen) können Sie die **Nutzerfreigabe zurücksetzen**, sodass der Patient den Sicherheitsprozess erneut durchführen muss
- Telemedizinische Vorgänge sind über den modernen **Standard WebRTC** abgesichert, alle Videounterhaltungen und sonstigen Datentransfers sind Ende-zu-Ende verschlüsselt (auch hier können auf Nutzer- und Betriebsstättenebene verschiedene Rechte eingeräumt werden)
- Alle Integrationsmöglichkeiten (Labor/LDT, Geräte/GDT, Abrechnung/KVDT/KV- Connect/PadNEXT/PVS-Net, Klinik/HL7, PACS/DICOM, REST/moderne Kopplung mit Drittsystemen, Apps und Solutions) sind im Rahmen aller genannten Sicherheitsmaßnahmen entsprechend mit gesichert bzw. letztere erfordert eine sog. Access Token (eine Art **Sicherheitsschlüssel**)



Grundlegende Fakten zu den Kernkomponenten der inSuite (1/3)

Sicherheitsrelevante Zertifizierungen

- ISO 2008/9001 (Qualitätsmanagement)
- ISO 27001 (IT-Sicherheit),
- KBV-zertifiziert (alle aktuellen Zertifikate finden Sie unter <https://www.doc-cirrus.com/ueber-doc-cirrus/auszeichnungen>)



Produkttechnische Grundprinzipien

- Security-by-design & Security-by-default
- Ease-of-use
- Web first
- Open interfaces/Offene Schnittstellen Standard compliance

Grundlegende Fakten zu den Kernkomponenten der inSuite (2/3)

Kernkomponente I: Der Doc Cirrus Datensafe (Private Cloud)

- Datensafe arbeitet mit **verschlüsseltem** Filesystem und auch die Backups sind verschlüsselt; Zugriff hat nur, wer über einen der beiden mitgelieferten Schlüssel (**USB-Keys**) und Backup Key verfügt; diesen USB-Schlüssel also nur beim Startvorgang am Datensafe einstecken, danach abziehen und an sicherem Ort verbringen
- Zwei bis vier Festplatten im **RAID-Verbund** mit Benachrichtigung bei Ausfall einer Platte
- **Backup** mittels externer Festplatte, Netzwerk-Share oder als Online-Dienst (inBackup), direkt aus der inSuite steuerbar
- Optional **Replikation**: weiterer Datensafe an zweitem Standort wird automatisch synchronisiert und dient als Ersatzsystem bei Totalverlust des primären Datensafes (Desaster Recovery)
- Integrierter **Kommunikationsserver** mit Schnittstellen wie LDT, GDT, HL7, REST etc.
- Der Datensafe benötigt selbst keine externe **Netzwerkadresse** und sollte auch keine bekommen (siehe auch Informationen bzgl. Sicherheitshinweise für den Betrieb)
- **Integriertes 24/7 Remote Monitoring** aller Doc Cirrus Datensafes. Wir reagieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

	Datensafe	Virtualisiert
Zustand Festplatten (Lesefehler etc.)	✓	✗
Zustand Datenspiegelung (RAID) der Festplatten	✓	✗
Prozessabbrüche durch Kernel (Speichermangel/Speicherfehler)	✓	✓
Auslastung Datenpartitionen	✓	✓
Auslastung CPU	✓	✓
Auslastung Arbeitsspeicher	✓	✓
Auslastung LOAD	✓	✓
Auslastung I/O	✓	✓
Auslastung Netzwerkkommunikation	✓	✓
Fehler bei autom. Backup Archivprüfungen	✓	✗
Mailversand via internem Mailserver	✓	✓
Gültigkeit Datensafe Zertifikate	✓	✓
SSH Dienst nicht aktiv	✓	✓
inSuite Dienst nicht aktiv	✓	✓
MongoDB Dienst nicht aktiv	✓	✓
Zustand Replikation (Delay, Status)	✓	✓
Verfügbare Firmware Updates (Dell)	✓	✗
Zustand Netzteile (Dell)	✓	✗
Backup (Initialisierung und Erstellung)	✓	✗
Virusscanning (Samba Shares)	✓	✓



Grundlegende Fakten zu den Kernkomponenten der inSuite (3/3)

Kernkomponente II: Das Doc Cirrus Rechenzentrum (Public Cloud)

- Rechenzentrum in Berlin, deutscher Anbieter, ebenfalls ISO 27001 zertifiziert
- Sealed Cloud Prinzip, d.h. zu keinem Zeitpunkt werden sensitive Patientendaten gespeichert, sondern ausschließlich Ende-to- Ende-verschlüsselt durchgeleitet
- Patienten-Portal eingebettet in die Website der Praxis für Online-Patienten-Dienste
- Zuweiser-/Partner-Portal analog

Kernkomponente III: Client = Browser

- Die Anwendung der inSuite erfolgt nur über Firefox, Chrome & Co.
- Der User muss nach Updates nur den Browsercache leeren, kein sonstiger Update-Stress



Google Chrome*
(Neueste Version)



Mozilla Firefox*
(Neueste Version)



Apple Safari
(Neueste Version)



Microsoft Edge
(Neueste Version)

Grundlagen & Systemarchitektur der Doc Cirrus Technologie (1/2)

- **Hybrid Cloud, Sealed Cloud:** Daten werden ausschließlich lokal im Datensafe gespeichert, von hier kommt auch die Anwendung, also die "Software", bei lokalen Zugriffen (oder aus der Doc Cirrus Cloud bei Zugriffen von außerhalb der Praxis)
- **Webbasiertes System,** HTML5-fähiger Browser als Client
- **Responsives Design,** d.h. für alle Auflösungen und Endgeräte optimiert
- **Single-Page-App Aufbau** für „Desktop Feeling“ im User Interface
- Servertechnologie Node.js und NoSQL- Datenbank, **Betriebssystem Linux mit zusätzlicher Härtung**
- **Auto-Update-Funktion** ohne Benutzerinteraktion, d.h. das System wird automatisch aus der Doc Cirrus Cloud aktualisiert
- Gesamtsystem ist **plug & play** und hinsichtlich Datenschutz optimiert
- Standardzugriff erfolgt **via SSL**, d.h. inkl. Transportverschlüsselung
- Für Zugriffe von außerhalb der Praxis greift zusätzlich eine **Ende-zu-Ende-Inhaltsverschlüsselung auf Basis AES-256**
- Asynchrone Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möglich

Grundlagen & Systemarchitektur der Doc Cirrus Technologie (2/2)

- Keine zentrale PKI, sondern **Peer-to-Peer Schlüsselaustausch mit Multifaktorbestätigung**
- Zusätzlich kann man als Praxisbetreiber Zugriffe von außen generell verbieten oder mit der bereits genannten **Multifaktor-Authentifizierung** belegen, um das Sicherheitsniveau noch weiter zu steigern
- Telemedizinische Funktionen (z.B. Telekonsile oder Video-Sprechstunden) basieren auf **verschlüsseltem Peer-to- Peer-Protokoll WebRTC**
- **Lokaler und globaler Signalisierungs- und Präsenzdienst** für Telefonate, Audio-Video- Konferenzen, Telekonsile und Online Sprechstunden – auch einrichtungsübergreifend
- Durch Anwender konfigurierbare intra- und intersektorale Netzwerke inkl. Aktentransfer mit **Ende-to-Ende-Verschlüsselung**
- **Übersichtlicher Audit Log**, das jegliche Veränderungen und Zugriffe im System sicher protokolliert
- **Freigabeprinzip**, d.h. Abrechnung, Ausdruck und Weitergabe von Dokumenten/Formularen an Dritte nur nach elektronischer Freigabe durch den/die verantwortlichen Arzt/Ärzte

Sicherheitshinweise & Rechtesystem für den inSuite-Betrieb

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Es wird der Betrieb des Datensafes hinter der Firewall des Internetrouters einer Praxis empfohlen
- Standardeinstellung wählen, d.h. keine zusätzlichen Portfreischaltungen o.ä.
- Für detaillierte Informationen zum Betrieb des Doc Cirrus Datensafes halten wir eine technische Broschüre für die Inbetriebnahme des Datensafes für unsere Kunden vor. Dort finden Sie alle Fakten zu den Themen:
 - Zugriffssteuerung und VPN
 - Zugriff der inSuite via Internet
 - Firewall-Einstellungen
 - SSL und Nutzung der inSuite im Browser
 - Nutzung von WLAN im inSuite-Kontext

Die Broschüre finden Sie hier:

<https://www.doc-cirrus.com/images/downloads/datensafe-kundenbroschuere.pdf>

Administratorrechte

- Der Datensafe ist eine Appliance, d.h. auf Betriebssystemebene nicht zugänglich und erlaubt keine Installation von Drittsoftware
- Zugriff auf das System ist ausschließlich über die Benutzeroberfläche und die veröffentlichten Schnittstellen möglich
- Verschiedene Rechte, Rollen und Gruppen für Anwender verfügbar
- Sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein Systemwechsel gewünscht sein, so stellt Doc Cirrus die Daten des Systems auf Wunsch in einem marktüblichen und maschinenlesbaren Exportformat für die Migration zum Pauschalpreis zur Verfügung

Sicherheit bei externem Zugriff

Die gesamte Struktur hat aufgrund der Architektur ein sehr hohes Sicherheitsniveau, wenn sie so betrieben wird, wie wir es empfehlen:

- Gute Passwortqualität jedes Users – wird im System mit „grün“ visualisiert
- 2-Faktor-Anmeldung aktivieren – erfordert bei jeder Anmeldung von außen eine mTAN, d.h. einen Einmalcode, den der Mitarbeiter als SMS bekommt und der dann zusätzlich zum Benutzernamen und Passwort für die externe Anmeldung erforderlich ist
- USB-Schlüssel wird nur beim Startvorgang am Datensafe eingesteckt und danach abgezogen und sicher verbracht
- Auf den Endgeräten jeweils die aktuellsten Browser verwenden
- Firewall im Praxisnetzwerk sollte bis auf die benötigten Ports abgeriegelt sein, insbesondere für Zugriffe von außen nach innen

Für den selektiven Zugang einzelner Mitarbeiter von außen gibt es zwei Optionen:

- Bei aktivierter 2-Faktor-Anmeldung: Aktivierung des Remote Login nur mit Einmalpasswort (sTAN), Handynummern nur bei den Usern hinterlegen, die Remote Login auch nutzen dürfen
- Parallel Nutzung der Gruppenberechtigungen

Sicherheit bei Backups

1) Automatischer Backup-Dienst auf dem Doc Cirrus RZ – kostenpflichtige Erweiterung

2) Manuelles Backup über externe Festplatte(n) gemäß folgender Policy (Empfehlung):


- Man sollte mindestens zwei, besser mehrere Festplatten für das Backup verwenden. Jede Platte muss einmalig initialisiert werden und sollte mit einem Aufkleber gekennzeichnet werden (z.B. mit 1, 2, 3). Man steckt eine der Platten an und lässt sie über Nacht am Datensafe. Gegen 21 Uhr wird das Backup automatisch auf die Platte übertragen. Morgens dann Platte abziehen und die nächste Platte anstecken. Die abgezogene Platte mitnehmen und an einem anderen Ort aufbewahren - usw. Hat man einen Plattenwechsel doch einmal vergessen, so ist dies kein Problem – die Sicherung kommt damit problemlos klar.
- Auch die Platten sind im Falle eines Diebstahls insofern geschützt als ein Dieb mit ihr nichts anfangen könnte, wenn er nicht gleichzeitig auch den entsprechenden Backup Key hat – analog zum silbernen USB-Key, der die gleiche Funktion für die Platten im Datensafe übernimmt
- Auch wenn der automatische Backup-Dienst (s.o.) später im Einsatz ist, macht es Sinn zumindest eine Backup- Festplatte dauerhaft am Datensafe zu belassen. Dann besteht nämlich die Möglichkeit der Rücksicherung, wenn der Standort längere Zeit ohne Internet sein sollte – weil die Rücksicherung aus dem Doc Cirrus RZ ja eine Internetverbindung erfordert.

Backup Keys für Entschlüsselung der verschlüsselten Backup-Datei an einem sicheren Ort verwahren

Alternativ zur externen Festplatte kann als Zielmedium auch ein Netzwerk-Share eingerichtet werden. Für die Sicherung dieses Mediums ist natürlich dann wiederum eine eigene Policy wie die oben dargestellte notwendig

inSuite-Vorteile auf einen Blick





(030) 208987295
(030) 208987299 (Fax)



www.doc-cirrus.com



Doc Cirrus GmbH
Pohlstraße 20
10785 Berlin

